


# HIPPOCAMPE<sup>®</sup>



## Hippocampe Plage et Tout-Terrain

### Notice d'utilisation et de montage

S : 0001-TS-02-BM	L : 0001-TL-02-BM
0027-TS-02-BM	0027-TL-02-BM
0001-TS-02-RO	0001-TL-02-RO
0027-TS-02-RO	0027-TL-02-RO
M : 0001-TM-02-BM	XL : 0001-TX-02-BM
0027-TM-02-BM	0027-TX-02-BM
0001-TM-02-RO	0001-TX-02-RO
0027-TM-02-RO	0027-TX-02-RO



*Sur le schéma l'appui-tête réglable et la paire d'accoudoirs sont en option.*


VIPAMAT  
3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)  
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81  
[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)

**Félicitations !** Vous venez d'acquérir l'Hippocampe Plage et Tout-Terrain de Vipamat. L'Hippocampe vous accompagnera dans l'ensemble de vos activités de plein air. Polyvalent et confortable il vous permettra d'accéder à la plage, au bord de mer et à la baignade. Vous pourrez également profiter des randonnées à la montagne, en forêt et des balades sur des sols enneigés. Il a été conçu pour des personnes à mobilité réduite de tous âges.

## Sommaire

<b>1 Découvrez votre Hippocampe Plage et Tout-Terrain</b>	<b>p2</b>	3.7 Montage de l'option filets d'accoudoirs.....	p19
<b>2 Informations légales et de sécurité</b>	<b>p4</b>	3.8 Montage de l'option filet capot.....	p21
2.1 Précautions de sécurité et d'usage.....	p4	3.9 Montage de l'option flasques 20".....	p23
2.2 Déclaration de conformité et conditions de garantie.....	p5	3.10 Montage de l'option harnais mixte.....	p25
2.3 Maintenance et entretien.....	p5	3.11 Installation de la barre de poussée.....	p27
<b>3 Montage de l'Hippocampe</b>	<b>p7</b>	3.12 Montage de l'option Guidon.....	p29
3.1 Installation de la paire de roues doubles.....	p7	3.13 Montage de l'option Capote de pluie.....	p31
3.2 Montage de l'option freins de parking.....	p9	3.14 Montage de l'option Ombrelle.....	p33
3.3 Montage du dossier fixe ou option dossier réglable.....	p11	<b>4 Montage des options de loisirs</b> .....	<b>p35</b>
3.4 Montage de l'option paire d'accoudoirs.....	p13	4.1 Montage de l'option roues ballons.....	p35
3.5 Montage de l'option appui-tête réglable.....	p15	4.2 Montage de l'option ski avant et paires de skis arrière.....	p37
3.6 Montage de l'option ceinture ventrale.....	p17	4.3 Fixation de l'option coussin Stabilo.....	p39

## 1 Découvrez votre Hippocampe Plage et Tout-Terrain



L'Hippocampe Plage et Tout-Terrain existe en 4 tailles S M, L et XL.

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>A</b> Barre de poussée       | <b>B</b> Appui-tête réglable   | <b>C</b> Dossier fixe en hauteur et inclinable |
| <b>D</b> Paire de roues doubles | <b>E</b> Paire d'accoudoirs (réglables, escamotables et orientables) | <b>F</b> Châssis de l'Hippocampe               |

## IMPORTANT

Conservez précieusement cette notice.

Le strict respect des recommandations et conseils figurant dans ce document est impératif.

Les options disponibles de l'Hippocampe Plage et Tout-Terrain :



Dossier réglable en hauteur et inclinable



Freins de parking



Paire d'accoudoirs (réglables, escamotables, orientables)



Appui-tête réglable



Ceinture ventrale



Harnais mixte



Filets d'accoudoirs



Filet capot



Flasques 20"



Housse thermique



Sac de transport



Sac de dossier



Ski avant



Paire de skis arrière



Paire de roues ballons



Coussin Stabilo



Capote et protection jambes



Ombrelle



Guidon



Sac roues ballons

## 2 Informations légales et de sécurité

### 2.1 Précautions de sécurité et d'usage

1. Le strict respect des recommandations et des conseils figurant dans ce document est impératif.



Avant chaque utilisation du Fauteuil vérifier que les roues soient correctement verrouillées et solidement fixées au châssis pour cela exercer une traction vers l'extérieur de chaque roue. (cf. 3.1)

2. Avant chaque utilisation du fauteuil, s'assurer que les roues et la barre de poussée soient bien enclenchées en appuyant sur chaque clip et en vérifiant leurs sorties des pièces de jonction(3.1).

3. Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles de fermeture d'assise. Les sangles doivent être convenablement tendues et les boucles fermées.

4. A chaque utilisation de l'Hippocampe, la présence d'un accompagnateur ayant les capacités à diriger, à pousser et à retenir le fauteuil est indispensable.

5. Par mesure de sécurité, l'utilisateur doit être installé au fond du siège, le dos en appui sur le dossier.

6. Vérifier le bon positionnement des mains et des pieds de l'utilisateur pendant l'utilisation (si nécessaire installer les filets de protection en option).

7. L'Hippocampe doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte si l'utilisateur est un enfant.

8. L'Hippocampe a été conçu pour accueillir une personne seule avec un poids maximum de 130 kg.

9. Si votre fauteuil n'est pas muni de freins de parking nous vous recommandons la plus grande prudence pendant son utilisation et plus particulièrement lors des transferts sur un sol incliné.

10. Se déplacer avec prudence si le sol est en pente. Il est recommandé dans ce cas d'être accompagné.

11. Ne pas appuyer trop fort sur la barre de poussée lorsque vous souhaitez lever la roue avant pour tourner.

12. Ne pas franchir d'obstacles de plus de 10 cm avec l'Hippocampe.

13. Ne pas passer sous des obstacles avec l'Hippocampe.

14. Pour des raisons de sécurité ne pas utiliser l'Hippocampe si l'angle de la pente est supérieur à 7°.

15. Ne pas se mettre debout sur le fauteuil ou sur le repose-pied.

16. Ne pas modifier l'Hippocampe et n'utiliser jamais d'autres composants que ceux fournis par Vipamat. L'Hippocampe ne doit pas être utilisé si l'un des composants est défectueux.

17. L'assise et le dossier de l'Hippocampe sont conformes à la norme M1. Cependant le produit doit être conservé à l'écart des flammes.

18. Pour éviter tous risques d'échauffement et de blessures, il est déconseillé de freiner avec les mains lorsque le fauteuil est en pente.

19. Il est déconseillé d'utiliser l'Hippocampe si une roue est crevée ou dégonflée.

20. En cas de doute sur une utilisation en toute sécurité de l'Hippocampe cessez immédiatement de l'utiliser et contacter le service client de Vipamat au 02 97 86 24 87 ou par mail à [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com).

#### **Précautions usage pour la plage et la baignade :**

21. L'Hippocampe permet d'entrer dans l'eau jusqu'à la hauteur d'assise et de se baigner. Il n'est pas conçu pour flotter avec l'utilisateur dessus. L'Hippocampe ne peut pas être considéré comme une embarcation.

22. Toujours être accompagné d'un adulte lors de l'entrée et du transfert dans l'eau ainsi que pendant toute la durée de la baignade.

23. La flottaison de la roue avant peut vous déséquilibrer en arrière lors de l'entrée dans l'eau. Il est conseillé de se pencher légèrement en avant.

24. L'Hippocampe doit toujours être utilisé dans une zone de baignade surveillée.

25. Le port d'un gilet de sauvetage est obligatoire lors de la baignade.

26. Si vous utilisez un harnais lors de l'entrée dans l'eau et la baignade, cela nécessite un accompagnement et une surveillance accrue.



Toujours être accompagné durant la baignade. Attention à la marée montante et aux vagues de bord.



## 2.2 Déclaration de conformité et conditions de garantie

Vipamat en tant que fabricant déclare que l'Hippocampe Plage et Tout-Terrain dispositif de classe 1 et ses accessoires dispositifs médicaux sont conformes au règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du conseil et satisfont aux dispositions applicables de la directive Européenne 93/42/CEE et du livre II du code de la santé publique..

Ce produit est garanti 2 ans "pièces et main d'œuvre" à compter de la date d'achat (facture faisant foi). La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses. Cette garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation non-conforme et ne prend pas en compte l'usure des pièces due à l'utilisation du fauteuil. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'Hippocampe peut être utilisé, sa durée de vie prévue est de 4 ans après la date de son achat.

Le numéro de série du produit est gravé sur l'axe arrière du châssis. Chaque option a son propre numéro de série gravé sur l'option. Il peut être également imprimé sur l'étiquette positionnée sur l'emballage ou sur l'option.

Pour jeter l'Hippocampe à la poubelle, rendez-vous dans une déchetterie et mettez-le dans la bonne catégorie de recyclage.

## 2.3 Maintenance et entretien




- Le fauteuil Hippocampe Plage et Tout-Terrain est un fauteuil conçu pour résister à l'eau de mer. Il est composé de pièces en aluminium, en plastique, et en acier inoxydable issues du secteur du nautisme et du cyclisme.

- L'Hippocampe doit impérativement être rincé abondamment à l'eau douce après chaque utilisation dans l'eau de mer.

-La société Vipamat se dégage de toutes responsabilités quant aux dégradations dues à ces négligences.



L'Hippocampe doit être rincé systématiquement à l'eau claire après chaque utilisation. Sans cette maintenance régulière, des dépôts de sel peuvent endommager la structure.



## 3 Montage de l'Hippocampe

### 3.1 Installation de la paire de roues doubles (0009-00-02)

- 1 Insérer le demi-axe (a) dans la jante (b) en appuyant sur le clip (c) puis l'insérer dans l'axe du châssis (d).
- 2 Faire tourner le demi-axe dans la roue pour faire sortir le clip (c) sur l'axe du châssis.

#### Vérifications:

- Vérifier le verouillage des demis-axes des roues doubles en appuyant sur le clip (c) et en vérifiant sa sortie de l'axe du châssis.



Gonfler les roues doubles à 0,5 bar pour un sable mou et à 1,5 bars pour un sol dur.

*Le numéro de série des doubles roues est gravé sur le demi-axe des roues.*










#### QR Code :

Le tutoriel pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

#### Nom du tutoriel :

TUTO #6 : Pair of wheels- Paire de roues





## 3.2 Montage de l'option freins de parking (0006-00-01)

- ❶ Déverrouiller les sangles (e) situées sous l'assise.
- ❷ Dévisser les deux vis (f) du boîtier du frein pour le séparer en deux parties.
- ❸ Positionner la partie (g) du frein sur le tube du châssis et la partie (h) sous le tube du châssis en butée à l'avant du taquet (i).
- ❹ Visser la partie (g) sur la partie (h) en alternant le serrage et vérifier que la tige est parfaitement positionnée à l'horizontale.












Laisser 2 mm entre la partie (g) et la partie (h) du frein de parking.

- ❺ Positionner le taquet du frein (k) à 8 cm du bloc de freins et serrer la vis.
- ❻ Pour enclencher le frein passer la poignée noire (j) sous le taquet (k) en bloquant la poignée contre celui-ci.

### Vérifications:

- Vérifier que les freins soient positionnés horizontalement.
- Vérifier que les blocs de freins soient stables (ils ne doivent pas pivoter).
- Vérifier que la tige soit en contact avec le pneu quand le frein est enclenché, ce qui permet une immobilisation du fauteuil.

*Le numéro de série des freins est gravé sur chacune des tiges en inox des freins.*



### 3.3 Montage du dossier fixe en hauteur et inclinable (0004-00-01) ou de l'option dossier réglable en hauteur et inclinable (0005-00-01)

❶ Défaire les boucles des lanières verticales (l) puis déclipser les sangles (m) et les 2 sangles latérales (n) de l'assise de l'Hippocampe.

❷ Pour fixer le dossier sur les tubes du châssis : positionner le dossier sur les tubes du châssis, insérer les écrous (o) dans l'empreinte prévue et visser les vis (p) grâce à la clé Allen fournie.

**Vérifications:**

- le dossier doit pouvoir s'incliner vers l'avant et les vis (p) doivent sortir de l'écrou (o) d'environ 3 mm.

❸ **Réglage de la hauteur uniquement pour le dossier réglable :**

Ouvrir le système de push-lock, ajuster le dossier à la hauteur souhaitée puis verrouiller les push-lock.



Si vous devez monter un appui-tête ou une paire d'accoudoirs, passez à la partie 3.4 (page suivante) avant de remettre les sangles.

❹ Remettre en place l'ensemble des sangles de l'assise de l'Hippocampe :

- Boucler les 2 sangles larges horizontales (m) et bien serrer grâce aux passants de sangles sans forcer.

- Faire passer les 2 lanières verticales (l) dans les boucles et serrer sans forcer.

- Boucler les petites sangles latérales (n) en faisant le tour du tube du dossier.

**Vérifications:**

- Vérifier que les boucles des sangles larges (m) (40 mm) restent verrouillées lorsqu'on tire de chaque côté de la boucle.

- Vérifier que les sangles (m) soient bien tendues et passent par les fentes de l'assise.

- Vérifier que les 2 lanières verticales (l) de l'assise traversent les passants de sangle et soient tendues.

- Vérifier que les sangles latérales obliques (n) de chaque côté du châssis fassent le tour du tube vertical du dossier et soient tendues lors de l'ouverture du dossier.

- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles.



❺ Réglage d'inclinaison du dossier : pour régler l'inclinaison, ajuster le serrage des 2 vis (q) à la base du dossier. Attention : les 2 vis doivent sortir de la même longueur.

Le numéro de série du dossier fixe ou réglable est gravé sur la partie basse d'un des tubes verticaux.



**QR Code :**

Les tutoriels pour le montage de ces options sont disponibles en vidéo sur YouTube.








**Nom des tutoriels :**

TUTO #2 : Fixed backrest - Dossier Fixe

TUTO #3 : Adjustable backrest - Dossier Réglable



SCAN ME





### 3.4 Montage de l'option paire d'accoudoirs (réglables, escamotables et orientables) (0007-00-02-RO et 0007-00-02-BM)

- 1 Démontez la partie haute du dossier :
  - Dévisser les 2 vis (s) avec un tournevis cruciforme.
  - Séparer la partie haute (r) du reste du dossier.
- 2 Introduire les pièces d'articulation haute d'accoudoir dans les tubes verticaux du dossier.



Attention : si vous devez monter un appui-tête, ne pas remonter le haut du dossier et passer directement à l'étape ④.

- 3 Remettre la partie haute du dossier (r) et revisser les 2 vis (s) dans la partie supérieure du dossier.
- 4 Assembler les accoudoirs à l'aide des 2 vis papillon (t) sur la pièce d'articulation haute d'accoudoir.
- 5 Régler la hauteur des accoudoirs grâce aux pièces d'articulation haute d'accoudoir et serrer les 2 vis papillon (t).
- 6 Passer la petite sangle autour du tube et verrouiller la boucle.

#### Vérifications:

- Vérifier que les accoudoirs se positionnent au-dessus des roues sans frottement.
- Vérifier que les 2 vis papillon (t) soient situées sur le côté intérieur du dossier.
- Vérifier que le haut du dossier est complètement emboîté dans les tubes verticaux du dossier.
- Vérifier que les vis de verrouillage du dossier soient serrées et que le dossier est stable.



Pour remettre en place l'ensemble des sangles, suivre l'étape 4 de la page 11.

Le numéro de série est gravé sur la partie basse des deux tubes d'accoudoirs.











#### QR Code :

Le tutoriel pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

#### Nom du tutoriel :

TUTO #4 : Armrests - Accoudoirs





## 3.5 Montage de l'option appui-tête réglable (0008-00-05)

- ❶ Démonter la partie haute du dossier :
  - Dévisser les 2 vis (s) avec un tournevis cruciforme.
  - Séparer la partie haute (r) du reste du dossier.
- ❷ Introduire la courbure horizontale (u) dans les tubes verticaux du dossier. Les courbures (r) et (u) doivent être parallèles.
- ❸ Remettre la partie haute du dossier (r) et revisser les 2 vis (s) dans la partie supérieure du dossier.
- ❹ Assembler le tube vertical (v) sur les deux courbures horizontales (r) et (u).  
Introduire les vis (w) dans les courbures (r) et (u) puis dans les rondelles de forme (x) et enfin dans le tube vertical (v) de l'appui-tête. Positionner le tube (v) à la verticale puis serrer les vis (w) à l'aide des écrous (y) avec la clé Allen et la clé plate fournies. Positionner les caches-écrous (z).
- ❺ Serrer les vis (A1) grâce à la clé Allen fournie pour verrouiller la position verticale du tube (v).



Bien positionner le tube vertical de façon à ce que l'ouverture du push-lock se fasse vers l'arrière.

### Vérifications:

- Vérifier que l'ensemble des vis soient bien serrées.
- Vérifier l'absence de jeu dans l'appui-tête.
- Vérifier que l'appui-tête soit stable et le push-lock verrouillé.

- ❻ Régler l'appui-tête en desserrant les 3 molettes (B2) positionner l'appui-tête dans la position souhaitée en réglant la hauteur, la profondeur et l'inclinaison et serrer immédiatement les 3 molettes (B2).

Afin de stocker ou transporter votre fauteuil plus facilement vous pouvez enlever la partie supérieure du tube vertical (D1) et l'appui-tête (C1) en déverrouillant le push-lock.

Remarque : pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un réglage de position antérieur, il est possible de fixer la plaque appui-tête (C1) directement sur la pièce (D1) en enlevant la rallonge d'appui-tête.



Pour remettre en place l'ensemble des sangles, suivre l'étape 4 de la page 11.

Le numéro de série de l'appui-tête est gravé sur le tube de l'appui-tête.



### QR Code :





Le tutoriel pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

### Nom du tutoriel :

TUTO #5 : Adjustable headrest - Appui-tête réglable



SCAN ME







### 3.6 Montage de l'option ceinture ventrale (0024-00-01)

- ❶ Placer la ceinture sur l'assise et faire passer la sangle (F1) à l'intérieur de la partie (E1).
- ❷ Passer la sangle (F1) de façon à contourner le tube du châssis de l'extérieur vers l'intérieur.
- ❸ Faire passer à nouveau la sangle dans le passant en la faisant sortir d'au moins 2 cm puis serrer.

#### Vérifications:

- Vérifier que la ceinture soit solidement fixée au châssis de l'Hippocampe

*Le numéro de série de la ceinture se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.*



### 3.7 Montage de l'option filets d'accoudoirs (0032-00-01)

- ❶ Passer toutes les sangles velcro (L1) de chaque côté de l'assise dans les emplacements réservés aux sangles de fixation de l'assise. Déverrouiller les 3 sangles (J1) en-dessous de l'assise et fixer les 3 sangles (L1) des filets d'accoudoirs avec les velcros. Verrouiller les 3 sangles (J1) en dessous de l'assise.
- ❷ Passer toutes les sangles velcro (H1) de chaque côté du dossier dans les emplacements réservés aux sangles de fixation du dossier. Déverrouiller les sangles (m) et (l) à l'arrière du dossier et fixer les sangles (H1) des filets d'accoudoirs avec les velcros. Verrouiller les sangles (m) et (l) du dossier.
- ❸ Fixer les sangles des filets autour des tubes des accoudoirs.

#### Vérifications:

- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles du fauteuil.
- Vérifier que les filets soient tendus.

*Le numéro de série des filets d'accoudoirs se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.*










#### QR Code :

Le tutoriel pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

#### Nom du tutoriel :

TUTO #8 : Safety net part 1 - Filet d'accoudoirs, partie 2







### 3.8 Montage de l'option filet capot (0033-TS-01, 0033-TM-01, 0033-TL-01, 0033-TX-01)

- ❶ Déverrouiller la sangle (J1) située sous l'assise de l'Hippocampe et positionner le filet de capot sous l'assise.
- ❷ Insérer la sangle (L1) du filet de capot sous la sangle (J1) dans les passants de l'assise.
- ❸ Verrouiller les sangles (L1) et (J1).
- ❹ Tendre le filet et scotcher la bande adhésive du scratch sous le capot.
- ❺ Passer la sangle ( M1) du filet de capot autour des tubes de l'intérieur vers l'extérieur et verrouiller la sangle.

#### Vérifications:

- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles.
- Vérifier que le filet est tendu.

*Le numéro de série du filet capot se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.*






#### QR Code :

Le tutoriel pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

#### Nom du tutoriel :

TUTO #7 : Safety net part 1 - Filet de protection, partie 1





### 3.9 Montage de l'option flasques 20" (0044-00-02)






① Positionner un flasque du côté extérieur de la roue puis positionner le deuxième flasque à l'intérieur de la roue et placer les emplacements des vis face à face.



Une fenêtre est prévue afin de rendre la valve accessible. Positionner la fenêtre en face de la valve.

② Assembler les deux flasques avec les vis et les écrous borgnes fournies sur l'ensemble des emplacements prévus à cet effet et serrer les vis.

*Le numéro de série des flasques se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.*




### 3.10 Montage de l'option harnais mixte (0013-00-02)




- ❶ Positionner le harnais avec le logo Vipamat en haut à droite (cf schéma).
- ❷ Ouvrir les fermoirs (N1) de la barre de poussée. Passer les sangles supérieures du harnais de bas en haut dans les fermoirs (N1) de la barre de poussée et verrouiller en les basculant vers le haut.
- ❸ Faire passer les sangles inférieures à l'intérieur de la partie (O1) de l'assise puis contourner le tube du châssis. Faire passer à nouveau la sangle dans le passant (O2) en la faisant sortir d'au moins 2 cm puis serrer.
- ❹ Utiliser les boucles (O3) pour régler la hauteur et la tension du harnais.

#### Vérifications:

- Vérifier le sens de positionnement du harnais.
- Vérifier le verrouillage des sangles en tirant de chaque côté de chacune des boucles (O3).



*Le numéro de série du harnais se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.*








### 3.11 Installation de la barre de poussée (0003-00-03-BM) (0003-00-03-RO)

- ❶ Insérer les 2 jonctions de la barre de poussée dans les tubes du châssis jusqu'aux clips.
- ❷ Presser les 2 clips simultanément de manière à enfoncer la barre de poussée, les deux clips doivent ressortir.

**Vérifications:**

- Vérifier le verrouillage de la barre de poussée en appuyant sur le clip et en vérifiant sa sortie de la pièce (P1).

*Le numéro de série de la barre de poussée se situe en bas sur le côté de la barre de poussée.*












### 3.12 Montage de l'option guidon (0019-00-03)

- ❶ Placer le gabarit de perçage du guidon en butée sous les bagues d'arrêt de gaine de la barre de poussée. (Le gabarit de perçage ne peut se placer que dans un sens).
- ❷ Percer la barre de poussée de chaque côté au diamètre de  $\varnothing 6.5$  mm.
- ❸ Placer les deux rondelles ( r1), les trois rondelles de forme (r2) et les vis dans les trous, puis serrer les écrous de 10, en prenant bien soin de positionner le guidon perpendiculairement à la barre de poussée.
- ❹ Placer les capuchons sur les têtes de vis et les écrous.

*Le numéro de série est gravé au centre du tube.*



## 3.13 Montage de l'option capote (0160-TM-02) (0160-TL-02) (0160-TX-02)

- 1 Pour monter l'option capote, préparer toutes les pièces comme sur la photo.
- 2 Ouvrir les deux pièces élastiques (01) pour les placer sur la barre de poussée à une hauteur de 35 cm de l'extrémité basse de la barre de poussée (à droite et à gauche).
- 3 Visser les vis papillons (02).
- 4 Les deux supports de la capote (04) doivent être orientés vers le haut et l'extérieur du fauteuil.
- 5 Installer les 3 embouts de chaque côté dans chaque support de la capote (04).
- 6 Verrouiller les deux sangles (05) à l'arrière des supports de la capote (04).



Zipper les deux parties de la capote pour en faire un seul ensemble. L'étiquette Vipamat située sur la capote doit être vers l'avant du fauteuil.

- 7 Vous pouvez installer la partie supérieure de la capote seule en fixant la sangle avant (06) comme indiqué sur le schéma :

En haut sous l'étiquette, passer la sangle dans le bouton aimanté.

En bas, passer la sangle :

- A l'intérieur des tubes du châssis ;
- Faire le tour de la potence (pièces grises) ;
- Revenir par l'arrière ;
- Passer devant le premier tour de la sangle
- Revenir au point de serrage par l'extérieur des tubes du châssis  
(ne pas installer cette sangle en cas d'installation de la protection jambes)

- 8 Pour installer la protection jambes, sangler le bas de la protection en faisant le tour des tubes du châssis, de l'extérieur vers l'intérieur.



### QR Code :






Le tutorial pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

### Nom du tutorial :

TUTO #9 : Rain canopy with legs protection - Capote de pluie avec protection jambes



SCAN ME



### 3.14 Montage de l'option ombrelle (0162-00-02)

❶ Ouvrir les deux pièces élastiques (01) pour les placer sur la barre de poussée à une hauteur de 47 cm de l'extrémité basse de la barre de poussée (à droite et à gauche).



Pour une meilleure orientation de l'ombrelle asymétrique, la pièce (01) se place toujours avec le côté plat de jonction orienté à gauche.

❷ Serrer la vis papillon (v01) de la pièce (01) pour la fixer solidement sur la barre de poussée.

❸ Serrer la vis papillon (v02) de l'embout cranté (02) de l'ombrelle sur le côté plat de la pièce (01), serrer le tout dans l'écrou derrière la partie crantée.

❹ Pour orienter l'ombrelle à votre convenance, dévisser et revisser la vis papillon du parasol (v02) et la vis papillon de la pièce (v01).










**QR Code :**

Le tutorial pour le montage de cette option est disponible en vidéo sur Youtube.

**Nom du tutorial :**

TUTO #10 : Umbrella - Ombrelle





## 4 Montage des options de loisirs

### 4.1 Montage de l'option paire de roues ballons (0010-00-01)

#### **Partie 1 : monter l'axe de renfort des roues ballons**

① Prendre l'axe de renfort, dévisser les 6 écrous (Q1) et enlever les 6 rondelles (R1).

Enlever les 3 demis-colliers du haut (S1).

② Positionner l'axe de renfort en dessous du tube du châssis, puis repositionner les demis-colliers (S1) sur le tube du châssis. Procéder au serrage de l'ensemble des vis (T1) et écrous (Q1), puis les rondelles (R1), et mettre les cache-écrous (U1) sur les vis (T1).



Bien répartir les 3 demis-colliers sur l'ensemble de l'axe arrière.

#### **Vérifications:**

- Vérifier que l'axe de renfort est centré sur l'axe arrière du châssis et que les vis soient serrées.

#### **Partie 2 : montage des roues ballons**

④ Insérer le demi-axe (V1) dans la roue ballon.

⑤ Enfiler l'entretoise (W1) sur le demi-axe.

⑥ Insérer le demi-axe (V1) dans le châssis en faisant ressortir le clip (X1) de l'axe central.

#### **Vérifications:**









- Vérifier le verrouillage des demi-axes des roues ballons en appuyant sur le clip (X1) et en vérifiant sa sortie de l'axe du châssis.



Pour gonfler ou dégonfler les roues ballons toujours utiliser une aiguille de gonflage.

Pour les voyages en avion, dégonfler partiellement les roues ballon pour éviter une dilatation des roues en altitude. Les roues basse pression se dilatent au gonflage, les gonfler à un diamètre de 50 cm.

*Le numéro de série des roues ballons se situe sur les demi-axes des roues.*





## 4.2 Montage de l'option ski avant et de l'option paire de skis arrière

### Assemblage de l'option ski avant (0014-00-01)

- 1 Positionner la roue avant de l'Hippocampe dans la coque blanche du ski avant et enfoncer la roue.
- 2 Positionner les deux boucles de chaque côté de la potence avant et bien les verrouiller.

*Le numéro de série du ski avant se situe sur le dessus du ski.*

### Assemblage de l'option paire de skis arrière (0023-00-02)

- 3 Appuyer sur le clip à l'arrière du châssis pour enlever les deux roues du fauteuil Hippocampe.  
Retirer les deux demi-axes (Y1) des doubles roues arrière en appuyant sur le clip.
- 4 Insérer les deux demi-axes (Y1) dans la partie (Z1) de la paire de skis arrière. La partie longue du tube du support de ski côté châssis. Insérer les demi-axes (Y1) dans le châssis.
- 5 Faire ressortir le clip (A2) de l'axe central.

#### Vérifications:

- Vérifier le verrouillage des demi-axes de la paire de skis arrière en appuyant sur le clip et en vérifiant sa sortie de l'axe central.

- 6 Fixer la sangle rouge. Deux positionnements sont possibles :
  - l'accompagnateur pousse l'Hippocampe avec la barre de poussée : fixer la sangle rouge sur la potence arrière du châssis.
  - l'accompagnateur tracte l'Hippocampe avec le kit de traction : fixer la sangle rouge sur la potence avant du fauteuil.









L'accompagnateur passera la sangle rouge à son poignet pour tous les déplacements.



#### **IMPORTANT : Précautions d'usage pour l'utilisation de l'Hippocampe avec le ski avant et la paire de skis arrière**

- Ne pas utiliser l'Hippocampe sur des pistes de ski ou de luge
- Toujours utiliser l'Hippocampe avec le ski en présence d'un accompagnateur ayant les capacités à retenir l'Hippocampe avec son utilisateur et à maintenir la sangle de sécurité.
- Ne pas se déplacer sur une pente enneigée > à 10%.
- Le port du casque est obligatoire.

*Le numéro de série de la paire de skis arrière se situe sur l'axe des skis.*



## 4.3 Fixation de l'option coussin Stabilo Confortable Plus Duo velcro (0050-TS-01, 0050-TM-01,0050-TL-01) sur l'Hippocampe

- ➊ Positionner la sangle auto agrippante (B2) sur l'assise de l'Hippocampe avec le grip (hachuré sur le schéma) vers le haut. Verrouiller la sangle velcro (B2) en passant la sangle dans le passant, puis en venant la fixer sur la partie "velours" de la bande auto agrippante.

### Vérifications:

- Vérifier que la sangle velcro soit tendue et bien fixée.

- ➋ Positionner le Stabilo Confortable Plus Duo sur la sangle auto-agrippante placée sur l'assise de l'Hippocampe. Le Stabilo vient se fixer sur le grip de la bande auto-agrippante.

- ➌ Incliner vers l'avant le dossier du Stabilo Confortable Plus Duo et positionner la deuxième bande auto-agrippante (B2) sur le haut du dossier du Stabilo.












- ➍ Faites le tour du dossier de l'Hippocampe puis verrouiller la sangle auto-agrippante (B2).

- ➎ Ajuster la ceinture ventrale (C2).

### Vérifications:

- Vérifier que le Stabilo Confortable Plus Duo est bien fixé à l'Hippocampe.









Le coussin Stabilo Confortable Plus Duo avec Velcro est une option distribuée par la société Vipamat qui s'adapte sur l'Hippocampe. Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez vous référer à la notice spécifique dédiée à ce produit.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Matériel médical (Medical Device)		Numéro du modèle
	Lire les instructions avant l'emploi		Numéro de série
	Marque CE		Poids maximum utilisateur
	Point d'attention (à retrouver dans la notice)		Date de fabrication
	Ne pas jeter dans la poubelle domestique		Latex free : sans latex
	Fabricant		

Étiquette d'identification :

L'étiquette d'identification est fixée au châssis de votre fauteuil roulant.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'étiquette.

 <b>VIPAMAT</b> ( <a href="http://www.vipamat.com">www.vipamat.com</a> ) <b>Made in France</b>			
3 rue Gustave Eiffel 56270 PLOEMEUR France		 	
+33-297 862 487(Outside USA)		832848533(USA)	
<b>FAUTEUIL HIPPOCAMPE</b> <b>WHEELCHAIR HIPPOCAMPE</b>			
Ref	0001-XX-02-XX	Size	XX
Qt	1		286 Lbs
SN	000000	LOT	900000
		02/07/2002	 130 Kg
 (01)03664560000008(10)900000(21)000000			

Numéro UDI ( Identifiant unique des dispositifs)

---

Retrouvez notre chaîne de tutoriels sur **Youtube**  
et suivez nos actualités sur **Facebook** et **Instagram**.



Vipamat



Vipamat  
France



Vipamat

# Notes

---

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

# Notes

---

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



 Hippocampe Plage et Tout-Terrain



VIPAMAT  
3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)  
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81  
[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)